

ASA Laser Mphi Vet | Mphi Equine



Leistungsstarker Laser mit patentiertem Multiwave Locked System MLS® und Parametern für Katzen, Hunde und Pferde.



- > Hochauflösende LCD-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche
- > 18 voreingestellte Programme für Hunde und Katzen
- > 21 voreingestellte Programme für Pferde
- > Möglichkeit jeden Behandlungsparameter anzupassen
- > Persönlicher Bereich um kundenspezifische Protokolle zu speichern
- > Handstück bestehend aus 1 MLS® Quelle mit Leistung bis zu 1,1 W - max. Leistung 25 W Zielbereich Ø 2 cm durch hocheffiziente Rotlicht-LEDs hervorgehoben
- > Mphi Equine: Zusätzliches Multidioden-Handstück bestehend aus 3 MLS®-Quellen mit Leistung bis zu 3,3 W - Max. Leistung 3 x 25 W Zielbereich Ø 5 cm durch hocheffiziente Rotlicht-LEDs hervorgehoben
- > MLS® Modulation in CPW oder FPW-Modus (Synchronisierte Emission von Dauer- oder gepulsten Wellen sowie Frequenz- mit gepulsten Wellen).
- > Modulationsfrequenz von 1 bis 2000 Hz bei 1 Hz-Schritten
- > Leistungsebene 25 %, 50 %, 75 % und 100 %
- > Variabler oder fester Arbeitszyklus
- > Behandlungsdauer von 1" bis 99'59" mit 1" Schritten
- > Automatische Berechnung der emittierten Energie entsprechend konstanter Parameter
- > Lieferumfang: 2 Laserschutzbrillen, Gerätetasche, Schulterriemen für den mobilen Einsatz, Tisch-Handstückhalter
- > Größe und Gewicht: 36 x 28 x 10 cm; 3 kg
- > Stromversorgung: Lithium-Polymer-Batterie, externe Stromversorgung

OPTIONAL: Geräte-Trolley 63 x 54 x 80 cm, 17 kg