



- > Der neuartige Scanner erlaubt eine einfache Bildakquisition für eine weite Bandbreite an diagnostischen Bildern. Dank der großen Folie 5 (76 x 57 mm) ist es möglich dentale Übersichtsaufnahmen bis hin zu Extremitäten abzubilden
- > Exzellente, detailreiche und kontrastreiche Bilder mit hoher Auflösung
- > Auflösung (theoretisch): 22 lp/mm – 16 bits – SNR  $\geq$  65 dB
- > NICAL Preprocessing eliminiert die Auswirkungen von Über- und Unterbelichtung durch eine automatische Anpassung bereits beim Ausleseprozess
- > Intuitiv bedienbare Software mit großem Leistungsspektrum, welche keine Wünsche offen lässt (Gradation, versch. Filteroptionen, Messpakete, Vergrößerungen, Invertierung, Lupe, Export JPEG / DICOM uvm.)
- > Benutzerfreundlicher Scanprozess durch automatische Erkennung der Foliengröße und automatischem Einzug ohne Fehlfunktion, nach kurzer Zeit steht die gelöschte Folie wieder für neue Aufnahmen zur Verfügung
- > Schnelle Bildverfügbarkeit 4,5 – 9 s
- > Das simple und minimalistisches Design mit kleinen Abmaßen (250 x 190 x 283 mm) passt in jede Kleintierpraxis
- > USB 2/3 oder Ethernet
- > DICOM Worklist/Storage optional
- > Verfügbare Foliengröße:
  - Größe 0 (31 x 22 mm), Größe 1 (40 x 24 mm),
  - Größe 2 (41 x 31 mm), Größe 3 (54 x 27 mm),
  - Größe 4 (50 x 54 mm), Größe 5 (76 x 57 mm)
- > Aufgrund des speziellen patentierten Designs der hochsensitiven Phosphorfolien mit einer flexiblen Magnetschicht ergeben sich weitere Vorteile: lange Lebensdauer (keine mechanische Beanspruchung der Folien beim Ausleseprozess), zusätzlicher cleverer Streustrahlenschutz
- > Lightcovers und Hygienehüllen für alle Größen
- > Inkl. Starter Kit mit den Folien 2, 3, 5 (plus Lightcover und Hygienehüllen)

