

RWD R620IP – PRÄZISE, MOBIL UND STABIL



Hochqualitative Vaporisatorstechnik für Präzision während der Inhalationsnarkose.



- > Temperaturabhängige Durchflusskompensation für höchste Genauigkeit
- > 2 in 1 System, offener und geschlossener Kreislauf (none-rebreathing and re-breathing Circuit), geeignet auch für Tiere unter 7 kg
- > Integriertes Beatmungsschlauchsystem für mehr Sicherheit durch geringeren Wärmeverlust und verbesserte Luftfeuchtigkeit zum Wohle des Patienten
- > Integrierte Aufhängevorrichtung für hygienisches Lagern der Schläuche
- > CO2 Absorbierungskanister
- > Atembeutel 1 L und 2 L
- > Platzsparender, stabiler 5-Rollenstand
- > 5 Jahre Herstellergarantie

OPTIONAL:

- > Aufsatztafel für Überwachungsmonitore
- > Integriertes Inhalationsgas-Filter-System für erhöhten Gesundheitsschutz
- > Integrierte Filterwaage
- > Sauerstoffkonzentrator 5 L / min, geräuscharm 40 dbA (als kostengünstige Alternative zu Sauerstoffflaschen)
- > Sauerstoffkonzentrator 10 L / min, geräuscharm (als kostengünstige Alternative zu Sauerstoffflaschen)
- > Digitales Kleintierbeatmungsgerät inklusive Anbauvorrichtung
 - Einstellung Anzahl der Atemzüge pro Minute (Länge/Volumen)
 - Individuell einstellbare Druckobergrenze
 - Tidal-Volumen 0-1.500 ml (50-300 ml, 300-1.500 ml)
 - Effective intermittent positive pressure ventilation (IPPV) verfügbar
 - Schnelleinstellung I:E, PIP
 - 4,3" LCD Display
 - Real-time Messung des Luftflusses und der Sauerstoffquelle
 - LED und Ton Alarm
 - Lithium-Batteriebetrieb für 4 h im Falle eines Stromausfalls
 - Eingangsdruck: 36-65 psi (Sauerstoffflasche, Kompressor oder zentrale Sauerstoffleitung)

