

## ASA Laser Mphi Vet ORANGE | Mphi Equine ORANGE



High Performance Laser mit patentiertem Multiwave Locked System MLS® und Parametern für Katzen, Hunde, Exoten und Pferde.



- > Hochauflösende LCD-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche
- > 20 voreingestellte Programme für Hunde und Katzen
- > 21 voreingestellte Programme für Pferde
- > 41 voreingestellte Programme für exotische Tiere in Reptilien, Vögel und Säugetiere getrennt
- > Programmteil für Laserakupunktur
- > Programmteil für intraorale Pathologien
- > Möglichkeit jeden Behandlungsparameter anzupassen
- > Persönlicher Bereich um kundenspezifische Protokolle zu speichern
- > Handstück bestehend aus 1 MLS® Quelle mit Leistung bis zu 1,2 W - Max. Leistung 75 W Zielbereich Ø 3 cm<sup>2</sup> durch hocheffiziente Rotlicht-LEDs hervorgehoben
- > Aufsätze: Intraorale Optik Ø 8 mm<sup>2</sup>, Laserakupunktur Optik Ø 4 mm<sup>2</sup>
- > MLS® Modulation in CPW oder FPW-Modus (Synchronisierte Emission von Dauer- oder gepulsten Wellen sowie Frequenz- mit gepulsten Wellen)
- > Modulationsfrequenz von 1 bis 2000 Hz bei 1 Hz-Schritten
- > Wellenlängen: 905 nm gepulst, 808 nm kontinuierlich
- > Leistungsebene 25 %, 50 %, 75 % und 100 %
- > Laser Klasse IV
- > Variabler oder fester Arbeitszyklus
- > Behandlungsdauer von 00:01 bis 99:59 mm:ss (in 1 s-Schritten einstellbar)
- > Automatische Berechnung der emittierten Energie entsprechend konstanter Parameter
- > Lieferumfang: 2 Laserschutzbrillen, Geräetasche, Schulterriemen für den mobilen Einsatz, Tisch-Handstückhalter
- > Maße: 36 x 28 x 10 cm (L x B x H); Gewicht 3 kg
- > Stromversorgung: Lithium-Polymer-Batterie, externe Stromversorgung

**OPTIONAL:** Multioden-Handstück „Charly“ bestehend aus 3 MLS®-Quellen mit Leistung bis zu 3,6 W - Max. Leistung 3 x 75 W Zielbereich Ø 20 cm<sup>2</sup> durch hocheffiziente Rot-Licht LEDs hervorgehoben, Geräte-Trolley 63 x 54 x 80 cm, 17 kg

