

EDAN Narkosemonitore X VET Series



Qualitativ hochwertige VET Narkosemonitore für die kontinuierliche Kontrolle der Vitalparameter während der gesamten Phase der Anästhesie.



X8 VET / X10 VET / X12 VET

- > 8", 10.1" oder 12.1" Farb-LCD Touch Monitor
- > 3/5-Kanal EKG
- > Nichtinvasive Blutdruckmessung inkl. 1 Blutdruckmanschette (NIBP) 3-6 cm
- > SpO2- Messung mit Veterinärsensor
- > Puls Rate
- > Atemfrequenz
- > Herzfrequenz
- > Körpertemperatur
- > Verschiedene Display Modi (EKG Analyse, Trend Screen, Large font, OxyCRG)
- > Pitch Ton
- > Alarme individuell einstellbar
- > 240h Trendhistorie, 48 h Kurvenhistorie, 1200 Blutdruckmessergebnisse, 200 Alarmhistorie
- > Bis zu 8h Akkulaufzeit
- > VGA Ausgang
- > Wartungsarm ohne Lüfter, ohne Kalibrierung

OPTIONAL:

- > Kapnographie CO2 EDAN G2 CO2 (sidestream)
- > Invasive Blutdruckmessung (IBP)
- > Nichtinvasive Blutdruckmanschetten in verschiedenen Größen