



ALU-RÖNTGENTISCH MIT FESTER KASSETTENLADE

Diese Tischvariante aus hochwertigen Aluminium-Profilen bietet sich an zur Verwendung mit einem Fahrstativ bzw. einer Wandhalterung. Es besteht die Möglichkeit ein Streustrahlenraster fest einzubauen. Optional: mit Rollenmontage

Tischmaße (B x T x H in cm): 160 x 60 x 75



FAHRBARER ALU RÖNTGEN-/BEHANDLUNGSTISCH MIT WANDSTATIV UND FESTER KASSETTENLADE

Eine Multifunktionslösung bei der der Tisch als Behandlungs- sowie Untersuchungstisch genutzt werden kann. Die Wandsäule darf nur an massive Vollwände montiert werden.

Tischmaße (B x T x H in cm): 160 x 60 x 75 (auf Rollen)

Säulenhöhe (in cm): ca. 185



RÖNTGENTISCHSYSTEM MIT SCHWIMMENDER TISCHPLATTE

Die komfortable Lösung für die Kleintierpraxis. Die mit Halteösen versehene Tischplatte lässt sich schwimmend in jede Richtung bewegen. Die Röntgenkassetten sind in der selbst zentrierenden Kassettenlade in Längs- und Querrichtung einlegbar. Das Streustrahlenraster kann mit einem Handgriff entnommen werden.

Tischmaße (B x T x H in cm): 160 x 64 x 75

Säulenhöhe (in cm): ca. 179

Gesamtsystem (B x T x H in cm): 240 x 94 x 179



ALU-RÖNTGENTISCHSYSTEM MIT IN LÄNGSRICHTUNG VERFAHRBARER SÄULE UND KASSETTENLADE

Das Röntgengerät und die Kassettenlade sind immer fest aufeinander fixiert und sind über die gesamte Tischlänge verfahrbar. Die Kassetten sind in der selbst zentrierenden Kassettenlade in Längs- und Querrichtung einlegbar. Ein Streustrahlenraster kann fest eingebaut werden.

Tischmaße (B x T x H in cm): 170 x 60 x 75

Säulenhöhe (in cm): ca. 160