

PHYdetect Csi 35



Der Detektor mit beeindruckender Bildqualität für den Einstieg in die DR Technologie.



- > DR-Detektor Magnesium Aluminiumlegierung (35 x 43 cm, 3,7 kg, WLAN)
 - > Interner Bildspeicher, bis zu 100 Bilder
 - > Szintillatormaterial Cäsiumiodid (Csi) für detailgenaue Aufnahmen
 - > 2.304 x 2.800 Pixel, 150 µm Pixelabstand
 - > Übertragungszeit 5 s
 - > Desktop PC lt. aktueller Spezifikation, 19" oder 24" TFT hochauflösender Touch Bildschirm
 - > Ladestation für bis zu 2 Batterien
 - > Inkl. 2 Batterien
 - > Betriebszeit ca. 4 Stunden oder 200 Aufnahmen
 - > All-in-One Akquisitions- und Datenbanksoftware PHYvision für hohe Bildqualität durch speziell auf die Veterinärmedizin angepasste Parameter und umfangreiches Messpaket (HD, VHS, VD etc.), Patienten-CDs, Exportfunktion von Bilddaten DICOM / JPEG, E-Mail Versand, etc.
 - > AED (Automatic Exposure Detection)
 - > DICOM Standard
 - > Automatische Shutter-Software
 - > 12 Monate Gewährleistung, Verlängerung auf Wunsch
 - > Exklusive PHYSIA®-Bildalgorithmen für eine Vielzahl von Spezies und anatomischen Regionen, somit auf Anhieb ein gutes Bildergebnis ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung
 - > 12 Monate PHYSIA®-First- und Second-Level Support direkt vom Veterinärspezialisten in der Medizintechnik
- OPTIONAL:**
- > DR-Protectionbox, DR-Panel Schutzbox 35 x 43 cm mit Handgriff, geringes Gewicht
 - > Horsemode
 - > Streustrahlenraster 35 x 43 cm
 - > Tragetaschen für Laptop und Detektor
 - > Alu Transportkoffer
 - > Full-Service Vertrag