

Ultramate UV3



Das vielseitig einsetzbare Ultraschallsystem beeindruckt durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist sowohl für den mobilen Einsatz im Bereich Equine, als auch für den stationären Einsatz in der Kleintierpraxis, geeignet.



- > Sehr gute Bildqualität
- > 12" hochauflösender LED-Monitor
- > 9,7" Touch Panel für einfache und effiziente Bedienung
- > Ultra kompakt und mobil mit einem Gewicht von nur 2,5 kg
- > Betriebsarten: B, B/B, M, B/M
- > Frequenzbereiche: 2-12 MHz
- > Auto Image Optimization
- > Einfaches Messpaket
- > Ultraschnelle SSD Festplatte 32 GB
- > Akkulaufzeit für 2 Stunden Dauerbetrieb
- > Transportkoffer

