

STRAHLENSCHUTZ

- > Front-Schutzschürze, qualitativ hochwertige Ausführung, leicht LM 120cm / Pb 0,5
- > Schilddrüsenschutz, qualitativ hochwertige Ausführung, medium, Pb-Wert 0,5
- > Röntgen-Handschuhe, qualitativ hochwertige Ausführung mit Fingern Pb-Wert 0,5 Gr. L / Vinyl blau
- > Röntgen-Chirurghandschuhe mit Daumenschutz, qualitativ hochwertige Ausführung Pb-Wert 0,5 Gr. 10
- > Hand-Kassettenhalter „PVC“ (mit und ohne Abstützung)
- > Kassettenhalter aus ALU-Profil

Weitere Strahlenschutz Ausrüstung wie Strahlenschutz-Brillen, Schürzen-Halterungen etc. sowie weitere Größenausführungen auf Anfrage, kontaktieren Sie uns.



Front-Schutzschürze



Schilddrüsenschutz



Röntgen-Handschuhe



Röntgen-Chirurghandschuhe

DIAGNOSTISCHE PATIENTEN-POSITIONIERUNGSHILFEN FÜR TIERÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN

Die Positionierungshilfen sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, die speziell für den Einsatz in Tierarztpraxen entwickelt wurden.

- > Wasserabweisend
- > Desinfektions- und abriebfest
- > Antiallergen
- > Röntgenstrahlen durchlässig
- > Material: Polyvinylchlorid und Polyestergerirke

In folgenden Größen erhältlich:

- > Lagerungshilfe Größe S - Länge 40 cm, Höhe 14 cm
- > Lagerungshilfe Größe M - Länge 70 cm, Höhe 17 cm
- > Lagerungshilfe Größe L - Länge 100 cm, Höhe 20 cm


- > Lagerungshilfe Matte Kardio
Länge 110 cm, Breite 55 cm, Höhe 24 cm

- > Lagerungshilfe Kardio Tischaufsatz
Länge 140 cm, Breite 60 cm, Höhe 19 cm

Lagerungshilfen



Kardio Matte



Kardio Tischaufsatz

Zubehör

Röntgen und Ultraschall.

WEITERES RÖNTGENZUBEHÖR

- > Plexi-Hufbock „TiHo Hannover“
- > Protection-Boxen für Speicherfolienkassetten und DR-Panels in verschiedenen Ausführungen
- > Lagerungs-Universal-Fixierkrippe aus PVC – stufenlos breitenverstellbar, rutschfest
- > HD-Schablone
- > Caliper, Meß-Schablone zur Objektstärkenmessung
- > Seitenzeichen in verschiedenen Ausführungen



DR-Protectionbox



DR-Cowboy Package



DR-Cowboybox

ULTRASCHALL

- > PHYSIA® Vorlaufstrecken für verschieden Sondenarten zur Verbesserung der Sondenankopplung
- > SONOGEL® Ultraschallgel in verschiedenen Verpackungseinheiten
- > SONOGEL® Reinigungsspray, Pumpsprayflasche 250 ml