

SAMSUNG V-Series VET

Premium Abdomen / Kardio Ultraschallsysteme der Spitzenklasse von SAMSUNG.
Innovative Bildoptimierungstechnologien mit starken interdisziplinären
Performanceeigenschaften, individuell konfigurierbar.



SAMSUNG V6 / V7 / V8 VET – PREMIUM KARDIO / ABDOMEN SYSTEME, STATIONÄR

BILDQUALITÄT:

- > Brillante Bildqualität durch Crystal Architecture™ für höchste Auflösung und Detailgenauigkeit im Klinikeinsatz
- > Hoch performante Chip Architektur für höchste Ansprüche unter Vollast
- > S-Vue Sonden Technologie verbessert Penetration und Farbtintensität
- > Q-Scan One-Touch automatische Bildoptimierung
- > Bildoptimierungen: HQ-Vision (Reduktion von Unschärfen), S-Harmonic (Homogene Bilder vom Nah- bis Fernfeld), ClearVision (Rauschunterdrückung),
- > MultiVision (kontrastreiche Auflösung mit weniger Artefakten)
- > Betriebsarten: B, B/B, B/M, Color-, Power-, Pulse Wave-Doppler, CW Doppler, Duplex B/PW Doppler, Triplex B/Color/PW Doppler, Tissue Doppler, TVI (Tissue Velocity Imaging), TVM (Tissue Velocity M-Mode), Trapezoid-View, Vollbildmodus, Zoom, Easy Compare



VETERINÄRSPEZIFISCHE FEATURES:

- > Optimierte VET Arbeitsoberfläche für effizientes Arbeiten
- > VET Messpakete, kardiologische VET Messpakete, nachträgliches Messen am Archivbild möglich
- > VET Pre-Sets und Annotationen
- > One-Touch Speicherung von Bildern/ Videos im Praxis Netzwerkordner DICOM/JPEG/AVI

TECHNISCHE DETAILS:

- > 21,5 oder 24“ hochauflösender wide LED Monitor, drehbarer Monitor-Gelenkarm
- > Supersensitives 14“ smart Touchscreen für einfache Bedienung
- > Frequenzbereiche: 1-22 MHz
- > Ultraschnelle Festplatte -SSD 512 GB
- > Geräuscharmer Betrieb
- > 4 USB Ports / 2 HDMI / Ethernet
- > 3 aktive Sondenanschlüsse (4 Sondenanschluss optional)

OPTIONAL: EKG, Heart Assist, Speckle Tracking, DICOM, WiFi, Biopsie Kit, NeedleMate+, Battery Assist, Gelwärmer etc.

