

SonoMe Series



Kabellose, leichte, tragbare Ultraschallsysteme für den flexiblen mobilen Einsatz.



H5C10L Dual Head Linear/Convex

- > Kabellose Handheld Sonden entwickelt für den flexiblen Einsatz in der Veterinärmedizin
- > Best in class Bildqualität unter den Handheld-Ultraschallsystemen
- > SonoMe VET App für Android/iOS Smartphone, Tablet, kein Abo erforderlich
- > Umfangreiche Messpakete
- > Bilder/Videos: JPG/DICOM/MP4

SonoMe 10LB Linear / 5CB Convex

- > 128 Kanäle/Elemente
- > Linear 40mm (7.5-10 MHz)
- > Convex (3.2-5 MHz)
- > Betriebsarten: B, B/M
- > Linear Gewicht/Maße: 200g/ 157 x 67 x 29mm
- > Convex Gewicht/Maße: 250g/ 157 x 67 x 29mm
- > Akkubetrieb: 2,5-5h je nach Einsatz

SonoMe H10L Color Linear / H5C Color Convex

- > 192 Kanäle/Elemente
- > Linear 40mm (7.5-10 MHz)
- > Convex (3.2-5 MHz)
- > Betriebsarten: B, B/M, Color, PDI, PW
- > Linear Gewicht/Maße: 230g/ 160 x 64 x 23mm
- > Convex Gewicht/Maße: 240g/ 160 x 70 x 23mm
- > Akkubetrieb: 2,5-5h je nach Einsatz

SonoMe H5C10L Dual Head Linear/Convex

- > 192 Kanäle/Elemente
- > Linear (7.5-10 MHz) und Convex (3.2-5 MHz)
- > Betriebsarten: B, B/M, Color, PDI, PW
- > Gewicht/Maße: 250g/ 159 x 69 x 29mm
- > Akkubetrieb: 2,5-4h je nach Einsatz



10LB Linear

5CB Convex

H10L Color Linear

H5C Color Convex