

Fahrstative für mobile Röntengeräte der GAMMA Reihe

FAHR- / KLEMMSTATIV FÜR GAMMA SERIE



Ein leichtes Stativ für Aufnahmen am Pferd. Es ist mit wenigen Handgriffen in 3-Teile zu zerlegen. Zwei der vier Rollen sind feststellbar. Die Höhenarretierung des Röntengerätes erfolgt durch sein Eigengewicht über eine Klemmvorrichtung.

Verfügbare Säulenlängen 130 / 190 cm, Tragkraft maximal 15 kg

KURBELSTATIV ALU FÜR GAMMA SERIE



Sehr leichtes und komfortables Aluminium Stativ für Aufnahmen in der Kleintier- und Pferdepraxis. Es ist ebenfalls in 3 Teile zerlegbar. Zwei der vier Rollen sind feststellbar. Die Höhenverstellung erfolgt über einen selbsthemmenden Kurbeltrieb. Der Einhängearm ist durch Umstecken drehbar.

Verfügbare Säulenlängen 120 / 190 cm, Tragkraft maximal 18 kg

FAHRSTATIV PHY 160 FÜR GAMMA SERIE



Unser robustes Stativ für den mobilen Einsatz in Praxen und Kliniken. Es ist ebenfalls in 3 Teile zerlegbar. Die Rollen sind extra groß und somit für unebenen Boden sehr gut geeignet. Zwei der vier Rollen sind feststellbar. Die Höhenverstellung erfolgt über einen selbsthemmenden Kurbeltrieb. Der Einhängearm ist durch Umstecken drehbar.

Säulenlänge 160 cm, Tragkraft maximal 25 kg

SYSTEMTISCH FCR PRIMA 40



Platzsparende Tischlösung für das FCR Prima 40 System mit Platz für Desktop PC, Monitor, Tastatur und Maus sowie seitliche Kassettenhalter. Die Leeseinheit kann platzsparend unter den Tisch gefahren werden.

Maße (B x T x H in cm): 73 x 50 x 160