

## VINNO D10VET



High End Abdomen / Kardio Ultraschallsysteme der Spitzenklasse von VINNO.  
Innovative VLucid 2.0-Technologie für höchste Auflösung und Detailgenauigkeit.



### VINNO D10VET – HIGH END ABDOMEN / KARDIO SYSTEM, MOBIL, ULTRALEICHT

#### BILDQUALITÄT:

- > Brillante Bildqualität „best in class“ durch patentierte VLucid 2.0 Technologie für höchste Auflösung und Detailgenauigkeit
- > Pure Wave Sonden Technologie verbessert Penetration und Farbintensität
- > Xcen Sonden Technologie für eine größere Frequenzbreite
- > One-Touch automatische Bildoptimierung
- > Bildoptimierungen:
  - Harmonic Imaging für eine signifikante Reduzierung von Artefakten
  - VFusion für eine detailliertere Auflösung und Reduzierung von Artefakten durch das automatische Zusammenführen verschiedener Bildinformationen und Anschlagwinkel
  - VSpeckle I für eine feinkörnige und detailgetreue Darstellung von Gewebestrukturen
  - VTissue innovative, adaptive Bildoptimierung durch Kompensation unterschiedlicher Schallgeschwindigkeiten in verschiedenen Gewebestrukturen
- > Betriebsarten: B, B/B, B/M, Color-, Power-, Pulse Wave-Doppler, CW Doppler, Duplex B/PW Doppler, Triplex B/Color/PW Doppler, High PRF pulsed Wave Doppler, Tissue Doppler, TVI (Tissue Velocity Imaging), TVM (Tissue Velocity M-Mode), Trapezoid-View, Vollbildmodus, Zoom, Easy Compare

#### VETERINÄRSPEZIFISCHE FEATURES:

- > Optimierte VET Arbeitsoberfläche für effizientes Arbeiten (Patientenbesitzer, Spezies etc.)
- > VET Messpakete, kardiologische VET Messpakete, nachträgliches Messen am Archivbild möglich
- > VET Pre-Sets und Annotationen
- > One-Touch Speicherung von Bildern / Videos im Praxis Netzwerkordner DICOM / JPEG / AVI

#### TECHNISCHE DETAILS:

- > 15,6“ hochauflösender LED Monitor
- > Supersensitives 8“ smart Touchscreen für einfache Bedienung
- > Frequenzbereiche: 1,35-23 MHz
- > Ultraschnelle SDD Festplatte für 20.000+ Bilder
- > 2 USB Ports / 1 Type-C Port / Display Port / Ethernet
- > Akkulaufzeit für 2 Stunden Dauerbetrieb
- > Ultraleichtes Magnesium / Aluminium Gehäuse „best in class“ Gesamtgewicht 3,8 kg

**OPTIONAL:** Speckle Tracking, EKG, DICOM, WiFi, Biopsie Kit, Needle Enhancement, Transportkoffer, Trolley mit 3 Sondenanschlüssen

**WEITERE DETAILS UND EINE ÜBERSICHT ALLER VINNO ULTRASCHALLSYSTEME FINDEN SIE AUF SEITE 26-27.**