

## VINNO D2 VET

Mobiles, kompaktes Farbdoppler Ultraschallsystem für die Anwendungen in der Kleintier- und Großtierpraxis.



- > Exzellente Bildqualität durch patentierte RF Technologie
- > 15,6" hochauflösender LCD Monitor mit weitem Betrachtungswinkel
- > Automatische Helligkeitsanpassung für Innen- und Außenbereich
- > Optimierte VET Arbeitsoberfläche für effizientes Arbeiten
- > Betriebsarten: B, B/B, B/M, CFM, Color-, Power-, Pulse Wave-Doppler, Duplex/PW Doppler, Triplex/Color/PW Doppler, High PRF pulsed Wave Doppler, Trapezoid-View, Vollbildmodus
- > Frequenzbereiche: 1,35-25 MHz
- > Pure Wave Sonden Technologie verbessert Penetration und Farbintensität
- > One-Touch automatische Bildoptimierung
- > Bildoptimierung: VFusion (Spatial Compound Imaging), VSpeckle I (Speckle Reduction Imaging)
- > VET Pre-Sets und Annotationen
- > VET Messpakete, kardiologische Messpakete
- > Ultraschnelle SDD Festplatte für 10.000+ Bilder
- > 2 aktive Sondenports
- > 2 USB Ports, Netzwerkanschluss
- > Akkulaufzeit bei kontinuierlichem Betrieb > 1,5 Std.
- > Gewicht ca. 6 kg

**OPTIONAL:** CW-Doppler, EKG Kit, Trolley, DICOM, Bluetooth