



High End Abdomen / Kardio Ultraschallsysteme der Spitzenklasse von VINNO.
Innovative RF-Technologie für höchste Auflösung und Detailgenauigkeit,
durch Plattform Technologie individuell konfigurierbar und nachrüstbar.



VINNO 8VET – HIGH END ABDOMEN / KARDIO SYSTEM, MOBIL, ULTRALEICHT

BILDQUALITÄT:

- > Brillante Bildqualität „best in class“ durch patentierte RF Technologie für höchste Auflösung und Detailgenauigkeit
- > Pure Wave Sonden Technologie verbessert Penetration und Farbtintensität
- > One-Touch automatische Bildoptimierung
- > Bildoptimierungen:
 - Harmonic Imaging für eine signifikante Reduzierung von Artefakten
 - VFusion für eine detailliertere Auflösung und Reduzierung von Artefakten durch das automatische Zusammenführen verschiedener Bildinformationen und Anschallwinkel
 - VSpeckle I für eine feinkörnige und detailgetreue Darstellung von Gewebestrukturen
 - VTissue innovative, adaptive Bildoptimierung durch Kompensation unterschiedlicher Schallgeschwindigkeiten in verschiedenen Gewebestrukturen
- > Betriebsarten: B, B/B, B/M, Color-, Power-, Pulse Wave-Doppler, CW Doppler, Duplex B/PW Doppler, Triplex B/Color/PW Doppler, High PRF pulsed Wave Doppler, Tissue Doppler, TVI (Tissue Velocity Imaging), TVM (Tissue Velocity M-Mode), Trapezoid-View, Vollbildmodus, Zoom, Easy Compare

VETERINÄRSPEZIFISCHE FEATURES:

- > Optimierte VET Arbeitsoberfläche für effizientes Arbeiten (Patientenbesitzer, Spezies etc.)
- > VET Messpakete, kardiologische VET Messpakete, nachträgliches Messen am Archivbild möglich
- > VET Pre-Sets und Annotationen
- > One-Touch Speicherung von Bildern / Videos im Praxis Netzwerkordner DICOM / JPEG / AVI

TECHNISCHE DETAILS:

- > 15,6“ hochauflösender LED Monitor
- > Supersensitives 8“ smart Touchscreen für einfache Bedienung
- > Frequenzbereiche: 1,35-23 MHz
- > Ultraschnelle SDD Festplatte für 20.000+ Bilder
- > 3 USB Ports / Display Port / Ethernet
- > Akkulaufzeit für 2 Stunden Dauerbetrieb
- > Ultraleichtes Magnesium / Aluminium Gehäuse „best in class“ Gesamtgewicht 3,8 kg

OPTIONAL: Speckle Tracking, EKG, DICOM, WiFi, Biopsie Kit, Needle Enhancement, Transportkoffer, Trolley mit 3 Sondenanschlüssen

WEITERE DETAILS UND EINE ÜBERSICHT ALLER VINNO ULTRASCHALLSYSTEME FINDEN SIE AUF SEITE 26-27.